

# Avis sur la composition de la boîte de secours

Entreprise:  
Bâtiment :  
N° client :

## Le matériel doit être contenu dans une armoire ou une boîte

- › suffisamment large et propre (pour permettre les soins de manière efficace) ;
- › se fermant hermétiquement ;
- › dont l'emplacement sera signalé à l'aide du pictogramme suivant :



Composition de base pour les bâtiments de moins de 20 personnes, sans risque particulier	Quantité	Remarques
Paire de fins ciseaux inoxydables	1	
Pince à écharde inoxydable	2	
Epingles de sûreté inoxydables	10	Pour le bandage triangulaire
Paires de gants jetables (vinyl, sans latex), si possible de grande taille	2	Doit être disponible très vite, afin de protéger le secouriste contre les infections
Compresse (stérile) de grande taille (10*10 cm)	12	
Compresse (stérile) de petite taille (5*5 cm) idéalement emballées par 5	20	
Bande élastique de gaze de 5 cm de large	2	
Bande élastique de gaze de 7 cm de large	2	
Bande élastique (type bandes Velpeau) de 10cm de largeur	2	
Agrafe élastique	10	Pour les bandes Velpeau et bandes élastiques
Bandage triangulaire	1	
Rouleau de sparadrap adhésif	1	Hypoallergénique dans la plupart des cas
Boîte de petits pansements adhésifs	1	Tailles et formes variées et emballés individuellement
Tampons de gaze	10	A la place de l'ouate
Produit désinfectant, si possible incolore		Idéalement en ampoule unidose ou spray désinfectant
Savon neutre		De préférence liquide
Instructions « soins d'urgence en attendant l'arrivée du Médecin »		
Liste des numéros nécessaires (dans l'entreprise et à l'extérieur) et matériel pour écrire		

Notre équipe se tient à votre disposition pour tout renseignement concernant cet avis.

Etabli par: Dr. Michel Muller  
Conseiller en prévention - Médecin du travail  
Conseiller scientifique